



Défibrillateur Opérationnel Connecté

LA FORMATION ADULTE



CONTRÔLE DE LA CONSCIENCE

« Vous m'entendez, serrez moi la main ouvrez les yeux »



PAS DE REPONSE PERSONNE INCONSCIENTE



CONTRÔLE DE LA VENTILATION



Je bascule la tête en arrière ,

+ je contrôle la respiration et les éventuels mouvements

+ Je pose une main sur le ventre



**JE NE SENS RIEN / AUCUNE REACTION / AUCUN MOUVEMENT
NI LE VENTRE / NI LA POITRINE NE SE SOULEVE**


LA PERSONNE EST EN ARRET CARDIAQUE

RECONNAISSANCE DE L'ARRET CARDIAQUE

ETAPE 2

L'ALERTE AUX SECOURS

DEMANDER 1 DAE



SAMU



SAPEURS POMPIERS



INFORMATIONS A DONNER

- > Ce qui se passe « **arrêt cardiaque** »
- > Adresse précise
- > N° de téléphone d'où on appelle
- > Gestes effectués

ALERTER

ATTENDRE LES INSTRUCTIONS
AVANT DE RACCROCHER



Défibrillateur Opérationnel Connecté

ETAPE 3

MASSAGE CARDIAQUE SUR L'ADULTE



Défibrillateur Opérationnel Connecté

APPUYER SUR LE THORAX POUR COMPRIMER LE COEUR



Talon de la main



Position des mains du sauveteur

H < 3 min ▶



VICTIME

- > Allonger sur le dos par terre
- > Poitrine nue

SAUVETEUR

- > Comprime le centre de la poitrine
 - > Bras tendus coudes bloqués
- Si secouriste (cycle)**
- > 30 compressions thoraciques
 - > 2 Insufflations
- Si non secouriste (permanence)**
- > Compressions thoraciques

MASSER

ETAPE 4

MISE EN PLACE DU DEFIBRILLATEUR

DES QUE LE DEFIBRILLATEUR EST DISPONIBLE

1. J'ALLUME LE DEFIBRILLATEUR



BOUTON MARCHÉ/ARRET

2. JE SUIS TOUTES LES CONSIGNES DU DAE (Défibrillateur Automatisé Externe)

- > Poitrine nue
- > Coller les électrodes
- > Analyse du DAE
- > Si choc recommandé appuyer



BOUTON COMMANDE
CHOC


- > Associer le massage cardiaque



BOUTON AIDE A LA RCP
ET INSTRUCTIONS
(RCP = réanimation cardio-pulmonaire)



Défibrillateur Opérationnel Connecté



ADULTE ou > 25kgs

DEFIBRILLER

ATTENTION !

CAS PARTICULIERS



**Ne jamais utiliser le
DAE sur un sol métallique**



**Ne jamais utiliser
Le DAE sous la pluie**



**Ne jamais démonter le
DAE**


ATTENTION !!!

- Retirer les timbres médicamenteux qui sont sur la zone de pose des électrodes
- Si il y a une cicatrice et un boîtier sous la peau au niveau de la poitrine sur la zone de pose de l'électrodes alors je colle l'électrode à 1cm sous le boîtier

LA CHAÎNE DE SECOURS



Défibrillateur Opérationnel Connecté



Une chaîne de secours précoce fait passer **les chances de survie de la victime** de 4% à **40%**

Chaque minute gagnée dans la mise en place d'un DAE peut **augmenter de 10% les chances de survie** de la victime